

## 1. Eigenschaften

Der transport toilettenrollstuhl besteht aus einem pulverbeschichteten Stahlrahmen. Hochklappbare Armlehnen erleichtern Patienten mit erheblich eingeschränkter Mobilität das Ein und Aussteigen. Der Stuhl ist mit einem weichen Sitz ausgestattet, der mit wasserdichtem und leicht zu reinigendem Material gepolstert ist, vier Lenkrollen, von denen die hinteren mit Feststellern ausgestattet sind, wegklappbaren Fußstützen und einem Toiletteneimer. Dank der Konstruktion des Stuhls ist es möglich, auf die Toilette zu rutschen.

**Im Set enthalten sind:** Gestell, Sitz, Rückenlehne, Fußstützen mit Fußplatten, Schutzgurt, Verstell Schlüssel, Toiletteneimer mit Deckel.

### Elemente des Rollstuhls:

- A. Verriegelungsclips des Rahmens
- B. Sitz
- C. Armlehne
- D. Sicherungsstift
- E. Fußstütze
- F. Montagestift der Fußstütze
- G. Lenkrollenfeststeller
- H. Toiletteneimer



## 2. Anwendung

Der transport toilettenrollstuhl ist für Personen konzipiert, die Probleme beim Fortbewegen ohne Hilfe haben, sowie für Patienten mit Funktionsstörungen und eingeschränkter Mobilität. Der Stuhl ist nur für

den Gebrauch im Innenbereich geeignet. Die Handhabung des Stuhls ist nur mit Hilfe einer Begleitperson möglich.

Der Stuhl fungiert als ein transport toilettenrollstuhl dank des Toiletteneimers unter dem Sitz und vier Lenkrollen. Er erleichtert dem Benutzer die tägliche Hygiene. Der Stuhl wird besonders für Personen empfohlen, die Mobilitätsprobleme haben, die verursacht werden durch:

- Lähmung
- Übergewicht oder krankhaftes Untergewicht
- Degeneration oder Deformierung der Gliedmaßen
- Degenerationen oder Gelenkverletzungen
- Gliedmaßenverletzungen oder Amputationen
- Herz und Gefäßerkrankungen, Durchblutungsstörungen

### **3. Montage**

**Schritt 1.** Entfernen Sie die Verriegelungsclips, die sich am Rahmen der Rückenlehne befinden.

**Schritt 2.** Schieben Sie die Rückenrohre in die beiden hinteren Teile des Hauptrahmens und verriegeln Sie die Rückenlehne mit Verriegelungsclips.

**Schritt 3.** Montieren Sie die Armlehne im vorderen Teil des Rahmens, indem Sie die Verriegelungsstifte eindrücken.

**Schritt 4.** Montieren Sie die rechte und die linke Fußstütze im vorderen Teil des Rahmens, indem Sie sie auf zwei Stifte setzen und nach innen drehen, bis sie einrasten.

**Schritt 5.** Den Schutzgurt an der Fußstütze montieren und einstellen.

**Schritt 6.** Schieben Sie den Toiletteneimer ohne Deckel von hinten in die Schienen, die sich unter dem Sitz befinden. (Überprüfen Sie die Richtigkeit des zusammengebauten Toiletteneimers.)

Der Rollstuhl ist einsatzbereit.

## **ROLLSTUHLHANDHABUNG**

- Überprüfen Sie den Zustand der Lenkrollenfeststellung, der Konstruktion und der Reifen. Überprüfen Sie auch die Richtigkeit der Montage und Einstellung der Komponenten.
- Stellen Sie vor der ersten Benutzung sicher, dass die Stuhlbreite (45 cm) zum Benutzer passt, da der Stuhl nicht über eine Breitenverstellung verfügt.
- Der Stuhl ist nur für die Verwendung über kurze Distanzen innerhalb von Räumen konzipiert. Der Stuhl hat keinen Stoßdämpfer, daher ist eine längere Verwendung nicht zu empfehlen.

**Wenn Sie Mängel oder Defekte feststellen, verwenden Sie den Stuhl nicht.**

## **KLAPPFUNKTION DER ARMLEHNEN**

- Den Verriegelungsbolzen eindrücken, den vorderen Teil der Armlehne aus der Verriegelung nehmen und nach unten klappen.
- Um die Armlehne zu schließen, bewegen Sie sie nach oben, bis der Verriegelungsknopf einrastet.
- Nicht als Stütze beim Aufstehen. Bitten Sie ggf. eine dritte Person um Hilfe.

## **BREMSEN**

- Zum Feststellen der Rollen drücken Sie mit dem Fuß den Hebel der rechten und linken Feststellbremse. Zum Lösen der Rolle ziehen Sie den Hebel mit dem Fuß nach oben.

## **FUSSSTÜTZEN**

- Beim Ein und Aussteigen aus dem Rollstuhl sollten die Fußplatten in vertikaler Position sein. Verwenden Sie die Fußplatten beim Ein und Aussteigen nicht als Stütze, da sonst die Gefahr besteht, dass der Rollstuhl umkippt und herunterfällt.

## EINSTIEG IN DEN ROLLSTUHL

- Beim Ein und Aussteigen aus dem Rollstuhl, bei der Veränderung der Position des Benutzers oder beim Anhalten müssen die Lenkrollen unbedingt feststellbar sein.
- Der Rollstuhl sollte so nah wie möglich an der Stelle stehen, an der der Sitz gewechselt werden soll. Der Rollstuhl sollte das Bett oder einen anderen Sitz, die hintere Rolle und das vordere Element des Rahmens berühren. Wenn der Benutzer seinen Sitz nicht selbst wechseln kann, setzen Sie ihn in den Rollstuhl um.
- Um eine Instabilität des Stuhls zu vermeiden, sollte der Benutzer möglichst tief in der Mitte der Sitzfläche sitzen.

## 4. Technische Daten

Gesamtbreite	55 cm
Innenweite	45 cm
Gesamttiefe	87 cm
Sitzhöhe vom Boden	53 cm
Gesamthöhe	95 cm
Sitzmaße	44 x 44 cm
Gewicht	10,60 kg
Maximale Kapazität	100 kg
Breite gefaltet	55 cm
Rahmenfarbe	Rot

## 5. Hinweise

**Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäßes Bewegen des Toilettenrollstuhl, Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und Missbrauch.**

## 6. Reinigung und Wartung

Führen Sie regelmäßig die Wartung der Rollstuhlkomponenten durch:

- Die Polsterung und das Kissen können mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch und kaltem oder warmem Wasser ohne Verwendung von Reinigungsmitteln gereinigt werden. Hartnäckige Flecken können mit einem Schwamm entfernt werden. Die Polsterung nicht zu stark einweichen. Von Wärmequellen fernhalten und trocknen.
- Kunststoffelemente sollten mit einem feuchten Tuch und ggf. unter Verwendung geeigneter Reinigungsmittel für Kunststoffelemente gereinigt werden. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen des Herstellers und die Sicherheitsmaßnahmen.
- Toiletteneimer und Toilettensitz nach jedem Gebrauch entleeren und desinfizieren. Reinigungsmittel gemäß Herstellerempfehlung verwenden.

## 7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

## 8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

## 9. Etiketten

<b>REF</b>	Referenznummer		Hersteller
<b>LOT</b>	LOT Nummer		Herstellung Datum
<b>SN</b>	Seriennummer	<b>MD</b>	Medizinprodukt

	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **[www.timago.com](http://www.timago.com)**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!





**Timago International Group**  
**Ossowski spółka komandytowa**  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)

**C** **€** **MD**  
12/2024 (IV)