

## 1. Eigenschaften

Der zusammenklappbare 4-Rad-Rollator besteht aus einem Aluminiumrahmen, der mit metallisch glänzender Farbe beschichtet ist. Der Rollator ist mit einem breiten gepolsterten Sitz, einer weichen Rückenlehne und einem Korb ausgestattet. Er verfügt über höhenverstellbare Griffe mit anatomischen Handgriffen, Feststellbremsen und Räder mit schmalen Querschnitt (8 Zoll Durchmesser).

### Elemente des Rollators:

- A. Handgriff
- B. Feststellbremse
- C. Feststellknopf
- D. Bremszüge
- E. Rückenlehne
- F. Sicherungstift
- G. Querlatte
- H. Querscharnier
- I. Korb
- J. Einstellung der oberen Bremse
- K. Untere Bremseinstellung



## 2. Anwendung

Der Rollator ist für Patienten mit eingeschränkter Mobilität konzipiert, die beim Gehen eine stabile Stütze und Hilfe benötigen. Er wird auch älteren Menschen als Hilfe zur Erhaltung des Gleichgewichts, zur

Verbesserung des Gehkomforts und zur Gewährleistung der Sturzsicherheit empfohlen. Die Verwendung des Rollators wirkt sich positiv auf die Rückkehr zur Aktivität von Menschen mit Fortbewegungs- und Vertikalierungsproblemen aus. Er garantiert eine bessere Stabilisierung, Stütze und Sicherheit beim Gehen.

### 3. Montage und Einstellung

#### Befestigungselemente:

- A. Rahmen
- B.1 Linkes Hinterbein
- B.2 Rechtes Hinterbein
- C.1 Linker Griff
- C.2 Rechter Griff
- D.1 Linkes Vorderbein
- D.2 Rechtes Vorderbein
- E. Befestigungsknöpfe
- F. Rückenlehne



#### Montage

- Klappen Sie den Rahmen (A) auf, indem Sie beide Scharniere der Querstrebe flach legen (die Befestigungsbuchsen der Rückenlehne zeigen zur Vorderseite des Rahmens/Rollators).
- Stecken Sie das linke hintere Bein (B.1) in das linke hintere Loch des Rahmens, indem Sie den Verriegelungsstift drücken (Stift zeigt nach außen). Verriegeln Sie den Stift im Loch des Rahmens (der Rahmen hat zwei Löcher zur Auswahl, je nach gewünschter Höhe des Rollators). Verriegeln Sie das Bein, indem Sie den Feststellknopf (E) festziehen.

- Das linke Hinterbein (B.1) ist über ein Bremskabel mit dem linken Handgriff des Rollators (C.1) verbunden. Den linken Handgriff in die linke Öffnung des Rahmens stecken und auf die gewünschte Höhe einstellen. Das Bremskabel außen herumführen und in der Kunststoffhalterung am Rahmen befestigen. Den Handgriff durch Festziehen des Feststellknopfes (E) arretieren.
- Führen Sie eine ähnliche Montage des rechten Hinterbeins (B.2) und des rechten Griffs (C.2) durch und achten Sie darauf, die Befestigungsknöpfe (E) festzuziehen.
- Stecken Sie das linke Vorderbein (D.1) in das linke vordere Loch des Rahmens, indem Sie den Verriegelungsstift drücken. Verriegeln Sie den Stift im Rahmenloch (der Rahmen hat zwei Löcher zur Auswahl, je nach gewünschter Höhe des Rollators). Verriegeln Sie das Bein, indem Sie den Feststellknopf (E) festziehen. Hinweis: Alle vier Beine sollten auf der gleichen Höhe positioniert sein.
- Führen Sie eine ähnliche Montage des rechten Vorderbeins (D.2) durch und achten Sie dabei darauf, die Befestigungsknöpfe (E) festzuziehen.
- Montieren Sie die Rückenlehne (F), indem Sie die beiden Verriegelungsbolzen verriegeln.

### **Zusammen- und Auseinanderfalten des Rollators**

- Um den zusammengebauten Rollator zusammenzuklappen, heben Sie den Sitz an und ziehen Sie die Querstange unter den Korb. Klappen Sie anschließend den Rahmen des Rollators herunter.
- Zum Aufklappen des montierten Rollators klappen Sie den Rahmen auf und schieben den Querbügel unter den Korb, bis die Scharniere des Querbügels komplett geöffnet sind. Klappen Sie anschließend den Sitz nach unten.

### **Bremsenfunktion**

- Um den Rollator anzuhalten, ziehen Sie den Bremsgriff nach oben und halten Sie ihn gedrückt.

- Bei einem Halt oder wenn Sie den Sitz benutzen, blockieren Sie die Bremse, indem Sie den Bremsgriff nach unten drücken.
- Zum Lösen der Bremse ziehen Sie den Bremsgriff nach oben.

### **Griffe zur Höhenverstellung**

- Um die Höhe der Griffe einzustellen, schrauben Sie die Feststellknöpfe an der Außenseite des Rahmens ab, wählen Sie die entsprechende Höhe aus und ziehen Sie die Feststellknöpfe fest.

**Hinweis!** Die Griffe müssen auf gleicher Höhe angebracht sein.

### **Bremseneinstellung**

#### **Einstellung der oberen Bremse**

Die Mutter des Kabels abschrauben, auf die entsprechende Länge aufziehen und durch Anziehen der Feststellschraube fixieren.

#### **Einstellung der unteren Bremse**

Lösen Sie die Befestigungsschraube mit einem Gabelschlüssel , ziehen Sie am schwarzen Bremskabel, um die Spannung anzupassen, und ziehen Sie dann die Befestigungsschraube fest.

## **4. Technische Daten**

Gesamtbreite	64 cm
Gesamttiefe	66,5/72 cm
Sitzbreite	45 cm
Gesamthöhe	77-95 cm
Sitzhöhe vom Boden	49,5/54,5 cm
Griffe zur Höhenverstellung	77-88 cm
Gewicht	7,2 kg

Maximale Kapazität	100 kg
Maximale Kapazität des Korbes	5 kg
Rahmenfarben	Schwarz

## 5. Hinweise

**Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Rollators, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.**

## 6. Wartung

Reinigen Sie den Rahmen mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn gründlich ab. Verwenden Sie keine scharfen Poliermittel, da diese die Schutzbeschichtung beschädigen können. Reinigen Sie bewegliche Teile des Rollators (Scharniere, Klemmschrauben, Schlösser) regelmäßig von Schmutz.

## 7. Lager- und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

## 8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

## 9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
---	----------------	---	------------

	LOT- Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **[www.timago.com](http://www.timago.com)**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!





## **Timago International Group**

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



11/2024 (II)