

BENUTZERHANDBUCH

Aluminium-4-Rad-Rollator YOLA

Produktcode: TGR-R RA 883



1. Eigenschaften

Der zusammenklappbare 4-Rad-Rollator besteht aus einem Aluminiumrahmen, der mit metallisch glänzender Farbe beschichtet ist. Er ist mit Feststellbremsen, einem Sitz mit Rückenlehne und einer Einkaufstasche ausgestattet. Er hat Räder mit schmalen Querschnitt (8 Zoll Durchmesser) und höhenverstellbare Griffe mit anatomischen Handgriffen. Der Rollator kann für den Transport auch kompakt zusammengeklappt werden. Die axiale Druckfestigkeit wurde dank des Querträgerrahmens und des ovalen Querschnitts der Rohre deutlich erhöht.

Das Set beinhaltet: Rahmen mit Sitz und Rückenlehne, zwei Griffe mit Feststellbremsen, Einkaufstasche, LED-Licht, Befestigungsknöpfe – 4 Stück, vordere Schwenkräder 8", hintere Räder 8".

Elemente des Rollators:

- A. Handgriff
- B. Feststellbremse
- C. LED-Licht
- D. Rückenlehne
- E. Einkaufstasche
- F. Bremszug
- G. Sicherungstift
- H. Befestigungsknöpfe
- I. Gurt für
Faltrollator
- J. Stockhalter
- K. Untere
Einstellung der Bremse



2. Anwendung

Der Rollator ist für Patienten mit eingeschränkter Mobilität konzipiert, die beim Gehen eine stabile Stütze und Hilfe benötigen. Er wird auch älteren Menschen als Hilfe zur Erhaltung des Gleichgewichts, zur Verbesserung des Gehkomforts und zur Gewährleistung der Sturzsicherheit empfohlen. Die Verwendung des Rollators wirkt sich positiv auf die Rückkehr zur Aktivität von Menschen mit Bewegungsproblemen und Aufstehproblemen aus. Er garantiert eine bessere Stabilisierung, Stütze und Sicherheit beim Gehen.

3. Montage

Aufklappen und Zusammenklappen des Rollators

- Klappen Sie zunächst die Vorderräder aus und fixieren Sie diese mit den Feststellknöpfen in den Befestigungsöffnungen des Rahmens im Bereich der Radhalterung. Klappen Sie anschließend die Hinterräder aus und befestigen Sie diese mit den Feststellknöpfen oben an den Hinterbeinen.
- Zum Aufklappen des Rollators drücken Sie die Sitzfläche in der Mitte zusammen, so dass alle Elemente ineinandergreifen und ein „Klick“ zu hören ist.
- Befestigen Sie die Einkaufstasche im Vorderteil des Rollators.
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Befestigungsschrauben fest angezogen sind.
- Entfernen Sie die Kunststoffverkleidung von den Rädern.
- Um den Rollator zusammenzuklappen, ziehen Sie den in der Sitzmitte befindlichen Gurt nach oben.

Hinweis! Seien Sie beim Zusammenklappen oder Auseinanderbauen des Rollators vorsichtig, da die Gefahr besteht, sich die Finger in den Scharnieren einzuklemmen.

Bremsenfunktion

- Um den Rollator anzuhalten, ziehen Sie den Bremsgriff nach oben und halten Sie ihn gedrückt.

- Wenn Sie anhalten oder den Sitz benutzen, blockieren Sie die Bremse, indem Sie den Bremsgriff nach unten drücken.
- Zum Lösen der Bremse ziehen Sie den Bremsgriff nach oben.

Höhenverstellung der Griffe

- Um die Höhe der Griffe einzustellen, drücken Sie auf den Metallstift an der Außenseite des Rahmens, wählen Sie die entsprechende Höhe aus und fixieren Sie die Position der Rohre im Verhältnis zueinander.

Hinweis! Die Griffe müssen auf gleicher Höhe angebracht sein.

Einstellung der Bremsen

Einstellung der unteren Bremse

- Um die Bremse einzustellen und die Spannung zu erhöhen, lösen Sie die Einstellschraube mithilfe eines geeigneten Werkzeugs und ziehen Sie die Feststellschraube fest, während Sie die Einstellschraube festhalten.

4. Technische Daten

Gesamtbreite	64 cm
Gesamttiefe	69 cm
Sitzmaße	46,5 cm x 26 cm
Sitzhöhe vom Boden	53,5 cm
Griffe zur Höhenverstellung	79,5-92,5 cm
Gewicht	7,6 kg
Maximale Kapazität	130 kg
Maximales Fassungsvermögen der Einkaufstasche	5 kg
Rahmenfarbe	Titan, Orange, Grün

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Rollators, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

6. Wartung

Reinigen Sie den Rahmen mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn gründlich ab. Verwenden Sie keine scharfen Poliermittel, da diese die Schutzbeschichtung beschädigen können. Reinigen Sie bewegliche Teile des Rollators (Scharniere, Klemmschrauben, Schlösser) regelmäßig von Schmutz.

7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT- Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung



Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **www.timago.com**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



11/2024 (III)