

BENUTZERHANDBUCH

Klappbarer Toilettensstuhl

Klappbarer Toilettensstuhl mit Rädern

Produktcode: TGR-R KT 023B / TGR-R KT 023C



1. Eigenschaften

Der klappbare Toilettensstuhl besteht aus einem pulverbeschichteten Stahlrahmen. Modell TGR-R KT 023B ist mit höhenverstellbaren Beinen und rutschfesten Gummikappen ausgestattet, während Modell TGR-R KT 023C Beine mit Rollen mit Bremsen an den Hinterrädern hat. Dieser klappbare Stuhl ist mit einem Toilettensitz und einem Toiletteneimer mit Deckel ausgestattet, der leicht herausgenommen werden kann. Der Stuhl kann an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden und seitliche Armlehnen sorgen für Stabilität und Sicherheit bei der Verwendung.

023B

023C

Elemente des Toilettensuhls:

- A. Armlehnen
- B. Toilettensitz
- C. Toiletteneimer
- D. Höhenverstellung
- E. Anti-Rutsch-Spitzen
- F. Lenkrollen (hinten mit Feststeller)



2. Anwendung

Der Toilettensstuhl ist ein Hilfsmittel, das dem Benutzer bei der Ausübung physiologischer Tätigkeiten hilft. Der Stuhl wird für Personen mit Funktionsstörungen und eingeschränkter Mobilität empfohlen, die Probleme beim Gehen ohne Hilfe haben, sowie für Personen, die nicht mehr in der Lage sind, sich ohne Hilfe hinzusetzen und aufzustehen. Der Stuhl fungiert dank des unter dem Sitz angebrachten Toiletteneimers als Toilette. Der Stuhl erleichtert die Ausübung physiologischer Tätigkeiten und die Pflege des Benutzers. Die Rollen ermöglichen ein bequemes Gleiten auf die Toilette nach dem Entfernen des Toiletteneimers.

3. Montage

Aufklappen und Zusammenklappen

- Um den Stuhl aufzuklappen, legen Sie ihn auf den Boden. Greifen Sie die Kunststoffgriffe und klappen Sie den Stuhl auf. Montieren Sie den vorderen Teil des Rahmens.
- Toilettensitz mit Deckel auf dem hinteren Rahmen und Toiletteneimer in der Mitte montieren.
- Um den Stuhl zusammenzuklappen, entfernen Sie den Toiletteneimer und den Toilettensitz mit Deckel, lehnen Sie den vorderen Teil des Rahmens nach unten und lehnen Sie dann eine Seite nach vorne und die andere Seite nach hinten.

Höhenverstellung

- Um die Beine einzustellen, drücken Sie den Metallstift am Bein, wählen Sie die entsprechende Höhe des Innenrohrs und verriegeln Sie dann die Position der Rohre zueinander. Die Beine sind in 2,5-cm-Schritten einstellbar.

Hinweis! Die Stifte müssen auf gleicher Höhe angebracht werden. Die Beine müssen immer stabil auf dem Boden stehen.

Verwendung

Hinweis! Beim Auf und Absteigen, beim Wechseln der Sitzposition oder beim Stillstand müssen die Bremsen absolut festgezogen sein (TGR-R KT 023C). Heben Sie den Toilettendeckel an und entfernen Sie den Eimerdeckel. Nach der Benutzung decken Sie den Eimer mit dem Deckel ab und senken Sie den Toilettendeckel ab.

Hinweis! Denken Sie daran, den Toiletteneimer nach jedem Gebrauch zu leeren.

4. Technische Daten

Gesamtbreite	56 cm
Innenweite	46 cm
Gesamttiefe	47 cm
Sitzhöhe vom Boden	023B: 41-51 cm 023C: 43-53 cm
Gesamthöhe vom Boden	023B: 71-81 cm 023C: 73-83 cm

Sitzmaße	38 cm x 40 cm
Gewicht	023B: 6,5 kg 023C: 8,0 kg
Maximale Kapazität	120 kg
Rahmenfarbe	grau

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Toilettenstuhls, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

6. Wartung

Bewertungen

regelmäßig eine Sichtprüfung aller Verbindungselemente (Riegel, Scharnier) des Produkts durch.

7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt

	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.
 Weitere Informationen finden Sie unter: **www.timago.com**.
 Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group
Ossowski spółka komandytowa
 ul. Karpacka 24/12
 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
 F.: +48 33 499 50 11
 E.: info@timago.com



12/2024 (VI)