

# BENUTZERHANDBUCH

## Stahlrollstuhl

Produktcode: K7



### 1. Eigenschaften

Der Rollstuhl besteht aus einem pulverbeschichteten Stahlrahmen. Er verfügt über einen langlebigen Sitz aus schmutz- und wasserbeständigem Kunststoff. Der Rahmen des Rollstuhls wurde speziell verstärkt, um eine maximale Tragfähigkeit von bis zu 225 kg zu gewährleisten. Dank der kurzen abnehmbaren Armlehnen ist es möglich, so nah wie möglich an den Tisch heranzufahren. Der Rollstuhl wird mit Vollgummi-Hinterrädern (24") und Vollgummi-Vorderreifen (8") geliefert.

**Das Set beinhaltet:** Rahmen mit Sitz, Fußstützen mit Fußplatten, Montageschlüssel, Schutzgurte, Pumpe.

#### Elemente des Rollstuhls:

- a. Handgriff
- b. Armlehne
- c. Verriegelungsstift
- d. Feststellbremse
- e. Greifring
- f. Fußstütze
- g. Montagestift für Fußstütze
- h. Anpassung des Schwerpunktes



### 2. Anwendung

Der Rollstuhl ist für Menschen konzipiert, die Probleme mit der Fortbewegung ohne fremde Hilfe haben, sowie für Patienten mit

Funktionsstörungen und eingeschränkter Mobilität. Dieser selbstangetriebene Rollstuhl kann auch von einer Begleitperson geschoben werden. Er ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

### **3. Montage**

#### **Schritt 1. Den Rollstuhl aufklappen**

Stellen Sie den Rollstuhl auf den Boden. Greifen Sie die Handgriffe, die sich an der Rückseite der Rückenlehne befinden, und klappen Sie den Rollstuhl auf. Drücken Sie dann die Vorder- und Hinterkante des Sitzes zusammen, damit alle Elemente zusammenpassen.

**Hinweis! An den Armlehnen und der Querstabilisierung nicht zu stark ziehen.**

#### **Schritt 2. Montage der Fußstützen**

Montieren Sie die rechte und die linke Fußstütze im vorderen Teil des Rahmens, indem Sie sie auf zwei Stifte setzen und nach innen drehen, bis sie einrasten. Schutzgurte anbringen.

#### **Schritt 3. Montage und Einstellung der Fußplatten**

Um die Höhe der Fußstütze einzustellen, lösen Sie die Flügelschraube und ziehen Sie den Feststellstift fest. Verlängern oder verkürzen Sie die Länge der Fußstütze, indem Sie an ihrem unteren Teil ziehen, bis der Feststellstift einrastet. Nachdem Sie die entsprechende Höhe eingestellt haben, ziehen Sie die Flügelschraube fest. Zwischen den Fußplatten und dem Boden sollte ausreichend Platz gelassen werden, da zu niedrig eingestellte Fußplatten das Überwinden von Hindernissen wie z. B. Bordsteinkanten erschweren können. Stellen Sie die Fußplatten so ein, dass der Winkel zwischen Rumpf und Oberschenkeln  $90^\circ$  beträgt (so hat der Benutzer eine optimale Sitzposition).

**Nach Abschluss der oben genannten Tätigkeiten ist der Rollstuhl einsatzbereit.**

#### **FALTBAR**

- Klappen Sie die rechte und linke Fußplatte zusammen, indem Sie sie am unteren Teil greifen und nach oben ziehen. Greifen und

ziehen Sie anschließend den Verriegelungshebel, drehen Sie gleichzeitig die Fußstütze nach außen und entfernen Sie die Fußstütze aus der Montageöffnung.

- Ziehen Sie den Sitz nach oben, indem Sie ihn an der Vorder- und Hinterkante jeweils in der Mitte festhalten, so dass der Rahmen aus den Verbindungselementen springt.

## **FUNKTION DER ARMLEHNEN**

- Zum Abnehmen der Armlehne drücken Sie den Verriegelungsstift an der Vorderseite der Armlehne und nehmen die komplette Armlehne aus den Befestigungsöffnungen.
- Um die Armlehne wieder zu montieren, stecken Sie den hinteren Teil der Armlehne in die Montageöffnung und schließen Sie die Armlehne, bis der Verriegelungsstift einrastet.

## **PARKBREMSEN**

Der Rollstuhl war mit Feststellbremsen zum Blockieren der Räder ausgestattet.

- Um die Räder zu blockieren, drücken Sie den Feststellbremshebel nach vorne, bis das Rad vollständig blockiert ist (getrennt für linkes und rechtes Rad). Bitte beachten Sie, dass die Feststellbremse nur dazu dient, das Rad zu blockieren, wenn der Rollstuhl vollständig zum Stillstand gekommen ist.

## **EINSTELLUNG DER FESTSTELLBREMSE**

Die richtige Feststellbremse hängt von ihrer Einstellung und Position ab. Der Griff der Feststellbremse sollte so positioniert sein, dass der Bremschuh das Rad fest blockiert und der Hebel keinen übermäßigen Widerstand erfährt.

- Bei zu großem Widerstand ziehen Sie den Griff durch Abdrehen der Feststellschraube, die sich auf der anderen Seite der Feststellbremse (von der Innenseite des Rollstuhls aus) befindet, leicht nach vorne. Stellen Sie den Bremschuh so ein, dass er das Rad leicht und ohne Widerstand blockiert.

- Wenn der Schuh der Feststellbremse das Rad nicht ausreichend berührt oder blockiert, befolgen Sie die obigen Anweisungen, indem Sie den Griff in die entgegengesetzte Richtung bewegen.

## **EINSTELLUNG FÜR PATIENTEN NACH AMPUTATION IM BEREICH DER UNTEREN EXTREMITÄTEN**

**Hinweis!** Wenden Sie sich für eine professionelle Einstellung an Ihren Händler oder eine andere Person mit den entsprechenden Kenntnissen und Qualifikationen. Stellen Sie den Neigungswinkel des Sitzes nicht selbst ein.

- Schwerpunkt einzustellen , lösen Sie die Befestigungsschrauben am rechten und linken Rad. Stellen Sie dann die Sitzneigung ein, indem Sie die Befestigungsachse des Rads nach oben oder unten verschieben, und zwar bei beiden Rädern gleichermaßen.
- Die Sitzneigung sollte so eingestellt sein, dass der Benutzer nicht aus dem Rollstuhl rutscht und die Greifreifen ungehindert nutzen kann .

### **4. Technische Daten**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Gesamtbreite                | 80 cm - 85 cm  |
| Innenbreite bei Größe 56 cm | 57 cm          |
| Innenbreite bei Größe 61 cm | 62 cm          |
| Gesamttiefe                 | 123 cm         |
| Sitzhöhe vom Boden          | 52 cm          |
| Gesamthöhe                  | 93 cm          |
| Sitzmaße                    | 56, 61 x 47 cm |
| Gewicht: Größe 56 cm        | 23,5 kg        |
| Gewicht: Größe 61 cm        | 24,5 kg        |
| Maximale Kapazität          | 225 kg         |
| Breite gefaltet             | 45 cm          |
| Rahmenfarbe                 | schwarz-silber |

## 5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäße Fortbewegung im Rollstuhl, Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und Missbrauch.

## 6. Reinigung und Wartung

Führen Sie regelmäßig die Wartung der Rollstuhlkomponenten durch:

- Die Polsterung und das Kissen können mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch und kaltem oder warmem Wasser ohne Verwendung von Reinigungsmitteln gereinigt werden. Hartnäckige Flecken können mit einem Schwamm entfernt werden. Die Polsterung nicht zu stark einweichen. Von Wärmequellen fernhalten und trocknen.
- Kunststoffelemente sollten mit einem feuchten Tuch und ggf. unter Verwendung geeigneter Reinigungsmittel für Kunststoffelemente gereinigt werden. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen des Herstellers und die Sicherheitsmaßnahmen.





## 7. Lager- und Transportbedingungen






Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

## 8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

## 9. Etiketten

|   |                |   |                   |
|---|----------------|---|-------------------|
|  | Referenznummer |  | Hersteller        |
|  | LOT- Nummer    |  | Herstellung Datum |

|   |   |   |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
|  | Seriennummer  |  | Medizinprodukt                   |
|  | Notiz   |  | Bitte Lesen Sie die<br>Anleitung |
|  | Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der<br>grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte. |   |                                  |

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **[www.timago.com](http://www.timago.com)**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



## **Timago International Group**

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



11/2024 (III)