

GEBRAUCHSANWEISUNG

Geriatrischer Liftsessel

Produktcode : RELAX



1. Beschreibung

Der geriatrische Liftsessel RELAX bietet eine bequeme Erholung für Menschen im fortgeschrittenen Alter, die dauerhaft in ihrem eigenen Zuhause leben. Der Sessel ist mit einem doppelten unabhängigen Antrieb ausgestattet, der dank einer Reihe von Einstellungsmöglichkeiten maximalen Benutzerkomfort bietet. Die Handsteuerung ermöglicht es, den Sessel individuell an die Bedürfnisse des Benutzers anzupassen. Dank der Hebefunktion neigt sich der Sessel nach vorne, was älteren Menschen das Aufstehen und Hinsetzen erleichtert.

Das Set beinhaltet :

- Stuhl mit Untergestell rahmen ,
- Rückenlehne ,
- Netzkabel mit Leistung liefern ,
- Mobilteil .



2. Anwendung

Der Geriatriestuhl ist für Menschen konzipiert:


- Probleme mit der selbstständigen Fortbewegung haben,
- mit Mobilitätsstörungen und -einschränkungen,
- bei körperlicher Schwäche aufgrund fortgeschrittenen Alters.

3. Montage, Demontage und Bedienung

Vor Zusammenbau

- Stellen Sie sicher, dass der Stuhl auf einer ebenen Fläche platziert wird.

- Achten Sie darauf, dass zwischen Stuhl und Wand sowie anderen Gegenständen im Raum genügend Abstand besteht.
- Entfernen Sie die Halterungen, mit denen die Stuhldrähte am Grundrahmen befestigt sind



Zusammenbau

- Der Stuhl wird, mit Ausnahme der abnehmbaren Rückenlehne, komplett montiert geliefert.

- Verbinden Sie die Rückenlehne mit dem Sitz mithilfe der beiden Befestigungsschienen, die sich auf beiden Seiten des Sitzes befinden.
- Drücken Sie auf die Rückenlehne, bis beide Befestigungsschienen einrasten.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückenlehne sicher befestigt ist, indem Sie sie leicht nach oben ziehen. Wenn die Rückenlehne locker ist, wiederholen Sie die obigen Montageschritte.
- Befestigen Sie mit den vorderen und hinteren Klettbindern die beiden Stoffbezüge, die die Rückenlehne mit der Sitzfläche verbinden.
- Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose am Grundgestell an. Verriegeln Sie die Steckdose.
- Schließen Sie das Kabel des Handapparats an die Buchse in der Seitentasche des Stuhls an. Verriegeln Sie die Buchse.

Demontage

- Nach dem Entriegeln der Steckdosenverriegelung müssen die beiden Stecker des Mobilteils sowie das Stromkabel abgezogen werden.
- Beide Stoffbezüge (Klettverschluss vorne und hinten) lösen.
- Mithilfe eines geeigneten Werkzeugs die Befestigungssperren der beiden Befestigungsschienen leicht biegen und die Rückenlehne herausziehen.

Mobilteil-Bedienung

Taste A


Abwärtsbewegung der Rückenlehne

Taste B

Aufwärtsbewegung der Rückenlehne

Taste C

Heben - Aufwärtsbewegung des gesamten Stuhl, bis er leicht kippt, um



erleichtern das Aufstehen vom Stuhl. Wenn die Fußstützen hochgestellt sind, Durch Drücken der Taste senkt sich zunächst die Fußstützen und dann das Anheben der Stuhl.

Taste D


Nivellierung – Abwärtsbewegung des gesamten Stuhls.

Nach Erreichen der Neutralstellung wird durch weiteres Drücken der Taste die Fußstütze angehoben.

Stuhltransport

Der Stuhl ist mit zwei hinteren Transporträdern ausgestattet (Abbildung unten).

Um den Sitz zu verschieben, neigen Sie die Rückenlehne leicht nach hinten, so dass der Stuhl auf den Hinterrädern ruht. Verschieben Sie dann den Stuhl.



4. Technische Daten

Gesamtlänge (Sitzposition)	85 cm
Gesamthöhe (Sitzposition)	109 cm
Sitztiefe	43 cm
Rückenlehne Höhe	76 cm
Sitz Höhe (Sitzposition)	51,5 cm
Gesamtbreite	80 cm
Gesamthöhe	55 cm
Armlehne Höhe	12,5 cm
Gesamtlänge (Liegeposition Position)	159 cm
Gesamthöhe (Liegeposition Position)	89 cm
Gesamtlänge (Hubposition)	84 cm
Gesamthöhe (Hubposition)	129 cm
Rückenlehne zurücklehnen Winkel	141°
Fußstütze erheben Winkel	89°
Sesselliftwinkel	17°
Gewicht	43 kg
Maximale Kapazität	130 kg
Laufwerkstyp	Dual
Polster Farbe	Mokka / Graphit

5. Hinweise und Anmerkungen

- Der Stuhl ist für den Innenbereich konzipiert.
- Das Sitzen von mehr als einer Person auf dem Stuhl ist verboten.
- Setzen Sie sich nicht auf die Rückenlehne, Armlehne oder Fußstütze des Stuhls.

- Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen des Grundgestells und des Stuhlrahmens fern.

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Stuhls, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

6. Wartung

Reinigen Sie die Polsterung mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab. Verwenden Sie keine scharfen Desinfektionsmittel, da diese den Stoff beschädigen können. Entfernen Sie Schmutz von den beweglichen Teilen des Untergestells und des Stuhlrahmens.







7. Lager- und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT- Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt

	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **www.timago.com**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



01/2025(I)